

Instructions d'utilisation des panties

Le panty Osmose est un vêtement de contention médical, fabriqué sur mesure, indispensable à la suite d'opérations de chirurgie esthétique.

Indications

Le panty Osmose garantit un parfait maintien de la silhouette tout en conservant une liberté de mouvement dans les zones de flexion du corps. Il permet de :

- Assurer la rétraction de la peau et de la graisse,
- Limiter les saignements postopératoires qui peuvent apparaître le premier ou le deuxième jour suivant l'intervention.

Les propriétés du panty Osmose Tissu doux adapté aux formes du corps :

- Moins de coutures an d'éviter tous frottements avec les cicatrices,
- Contention uniforme,
- Utilisation de microbres de polyamide.

Systeme de fermeture réglable :

- Mise en place du vêtement facilitée,
- Niveau de contention réglable.

Évènements indésirables

En cas de réaction cutanée, interrompre le traitement et consulter votre médecin.

Mode d'emploi

Afin d'avoir des résultats optimaux, vous devez:

- Porter le panty à partir du lendemain de l'opération une fois le pansement compressif enlevé.
- Porter le panty jour et nuit pendant les 3 semaines suivant l'opération (la période peut varier selon la prescription du médecin).
- Les 3 semaines suivantes, le porter uniquement la nuit.

Entretien du panty Osmose

Lavage à 30°C maximum, ne pas mettre au sèche-linge.